



Avviso normativo Philips Axon

Introduzione

Il presente Avviso contiene informazioni normative relative al prodotto Philips Axon ed è pertanto un'estensione delle *Istruzioni per l'uso Philips Axon*. Descrive in dettaglio le dichiarazioni di conformità di cui il prodotto necessita ai fini della sua certificazione e approvazione. Philips si impegna pertanto a fornire prodotti conformi a standard, leggi e regolamenti.

Marchi di certificazione



Marchio di conformità alle normative dell'Australia (RCM). Conformità ad Australian Communications and Media Authority (ACMA, Autorità australiana mezzi di comunicazione) / Accordo di regolamentazione compatibilità elettromagnetica (EMC)



Conformità per i prodotti collocati in Gran Bretagna.



Conformità alle direttive europee



Conformità ai requisiti taiwanesi del Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI, Ufficio norme, metrologia e ispezioni)



Dichiarazione di conformità FCC. Axon è conforme ai limiti delle emissioni elettromagnetiche specificati dalla US Federal Communications Commission (Commissione federale USA delle comunicazioni).



Etichetta di certificazione della National Communications Commission (NCC, Commissione nazionale comunicazioni) di Taiwan



Raccolta differenziata per rifiuti elettrici ed elettronici (direttiva RAEE)



Conformità ai requisiti della Independent Communications Authority of South Africa (ICASA, Autorità indipendente delle comunicazioni del Sudafrica)



Marchio di sicurezza NRTL



Marchio di conformità Gulf (marchio G). Conformità ai regolamenti tecnici del Gulf Cooperation Council (Consiglio di cooperazione del Golfo)



Etichetta di certificazione della Commissione per le comunicazioni della Corea del Sud (KCC)



Etichetta di certificazione China Quality Certification (CQC)



Conformità normativa e approvazioni

Brasile

Philips Axon è un prodotto certificato ANATEL (Agencia Nacional de Telecomunicações).

Cina

Philips Axon è un prodotto certificato CQC (China Quality Certification).

Philips Axon è un prodotto certificato SRRC (State Radio Regulatory Commission).

Canada

Dichiarazione Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) (Ex Industry Canada)

CAN ICES-003 B/NMB-003 B

Questo dispositivo è dotato di trasmettitori/ricevitori esenti da licenza che sono conformi agli RSS di Innovation, Science and Economic Development Canada esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze.
- (2) Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni ISED stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Avvertenza: il dispositivo funziona nella banda 5150-5350 MHz, solo per uso interno.

Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio locale di Industry Canada.

Unione Europea/Spazio Economico Europeo (SEE)

Dichiarazione CE

Philips dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle apparecchiature radio e porta il marchio CE di conseguenza.

Questa apparecchiatura può essere utilizzata in:

Austria	Irlanda	Portogallo
Belgio	Islanda	Repubblica Ceca
Bulgaria	Italia	Romania
Cipro	Lettonia	Slovacchia
Croazia	Liechtenstein	Slovenia
Danimarca	Lituania	Spagna
Estonia	Lussemburgo	Svezia
Finlandia	Malta	Svizzera
Francia	Norvegia	Turchia
Germania	Paesi Bassi	Ungheria
Grecia	Polonia	

Alcuni Paesi hanno restrizioni o divieti specifici per i dispositivi che operano nella banda dei 5 GHz. In particolare in alcuni Paesi europei, ad esempio, alcune frequenze dovrebbero essere limitate all'uso interno. Si consiglia di rispettare i requisiti locali.

Per una copia della dichiarazione di conformità RED completa, rivolgersi al rappresentante Philips.

Conformità REACH

Il REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals, CE n. 1907/2006) rappresenta il quadro normativo dell'Unione Europea per le sostanze chimiche. Philips aderisce a tutti i requisiti di questa normativa e si impegna a fornire ai clienti informazioni sulla presenza di sostanze REACH estremamente problematiche (SVHC). Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Philips.

Regolamenti RAEE, RoHS e Direttiva UE sulle batterie

SmartLinx Neuron NON contiene nessuna delle seguenti sostanze (in concentrazioni superiori ai limiti di soglia legali della Direttiva 2011/65/UE e sue modifiche):

- Piombo
- Mercurio
- Cadmio
- Cromo esavalente
- Bifenili polibromurati (PBB)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE)
- Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- Benzil butil ftalato (BBP)
- Dibutil ftalato (DBP)
- Diisobutil ftalato (DIBP)

Nell'Unione Europea, questo prodotto e i relativi cavi devono essere raccolti separatamente e non smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione intitolata *Smaltimento* in questo documento.

Gran Bretagna

Questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti del Regolamento sulle apparecchiature radio del 2017, n. 2017 SI 2017/1206. Questa apparecchiatura può essere utilizzata nel Regno Unito.

Alcuni Paesi hanno restrizioni o divieti specifici per i dispositivi che operano nella banda dei 5 GHz. In particolare in alcuni Paesi europei, ad esempio, alcune frequenze dovrebbero essere limitate all'uso interno. Si consiglia di rispettare i requisiti locali.

Per una copia della dichiarazione di conformità UKCA completa, rivolgersi al rappresentante Philips.



Conformità RoHS e RAEE

Questo dispositivo NON contiene alcuna delle seguenti sostanze (in concentrazioni che superano i limiti legali):

- Piombo
- Mercurio
- Cadmio
- Cromo esavalente
- Bifenili polibromurati (PBB)
- Eteri di difenile polibromurato (PBDE)
- Bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)
- Benzil butil ftalato (BBP)
- Dibutil ftalato (DBP)
- Diisobutil ftalato (DIBP)

I cavi devono essere raccolti separatamente e non smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per i dettagli, fare riferimento alla sezione intitolata *Smaltimento* in questo documento.

Giappone

Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni del Giappone (MIC)

Philips Axon è certificato secondo la Certificazione di conformità alle normative tecniche ai sensi della legge giapponese sulle radiocomunicazioni.

Singapore

Philips Axon è un prodotto registrato presso l'IMDA (Info-Communications Media Development Authority).

Corea del Sud

Philips Axon è un prodotto certificato KCC (Commissione delle Comunicazioni della Corea del Sud).

Taiwan

Philips Axon contiene un modulo wireless certificato NCC (Commissione Nazionale delle Comunicazioni).

Philips Axon è certificato BSMI (Ufficio di Standard, Metrologia e Ispezione) e riporta il logo BSMI.

Emirati Arabi Uniti

Philips Axon è un'apparecchiatura registrata presso la TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority). Per ulteriori dettagli, scansiona il codice QR sull'etichetta TDRA posizionata sulla confezione del prodotto.

Commissione federale delle comunicazioni (FCC) USA

Philips Axon è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto a due condizioni:

- Questo dispositivo non può causare interferenze dannose.
- Il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Nota: questa apparecchiatura è stata collaudata ed è risultata conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose in un'installazione in ambiente di tipo residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia sotto forma di radiofrequenze. Se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è nessuna garanzia che non si verifichino interferenze in una determinata installazione. Se questo dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che è possibile determinare spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la separazione tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere aiuto

Nota: questo dispositivo soddisfa i requisiti specificati nella Parte 15E, sezione 15.407 delle norme FCC.

Avvertenza: Philips non si assume alcuna responsabilità per interferenze causate ad apparecchi radio o televisivi da cambiamenti e modifiche non autorizzati apportati al dispositivo. Cambiamenti o modifiche non autorizzati potrebbero rendere nulla l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Avvertenza: Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare questa apparecchiatura. Questo trasmettitore non deve essere posizionato né funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.



Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e messa in funzione con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo dell'utente.

Nota: la selezione del codice Paese è solo per i modelli non statunitensi e non è disponibile su tutti i modelli statunitensi. Conformemente alla normativa FCC, tutti i prodotti Wi-Fi commercializzati negli Stati Uniti devono essere fissati solo sui canali operativi statunitensi.

Smaltimento

Con l'utilizzo di Axon si accumulano rifiuti solidi che devono essere smaltiti o riciclati correttamente. Fra questi vi sono componenti del sistema, batterie e materiali da imballaggio.

Riciclaggio e ambiente

Lo smaltimento scorretto di apparecchiature IT può provocare danni alla salute e all'ambiente. Si consiglia di conferire Axon, il modulo DIM e i cavi seriali alle strutture preposte per consentire il recupero e il riciclaggio corretto. È possibile anche riciclare l'imballaggio e i manuali in base alle normative di riciclaggio locali.

Nell'Unione Europea, per assistenza con il riciclaggio di questo prodotto, visitare il nostro sito clienti: <https://customers.capsuletech.com/environment>

Tabella Sicurezza e conformità normativa

Settore	Standard o regolamento
Sicurezza dei dispositivi medici	EN 60601-1 IEC 60601-1 3a edizione con deviazioni nazionali per USA e Canada
Sicurezza informatica	IEC 62368-1
Utilizzabilità del dispositivo medico	IEC 60601-1-6 IEC 62366
Software per dispositivi medici – Processi del ciclo di vita del software	IEC 62304
EMC/EMI	FCC 47 CFR Parte 15 sottoparte B ICES-003 A / NMB-003 A EN 60601-1-2 CISPR 32 CISPR 35 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3
Radio	EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 301 893 EN 300 328 EN 62311 RSS-210

Settore	Standard o regolamento
	FCC 47 CFR 15 C FCC 47 CFR 15 E
OET65	ANSI/IEEE C95.1
Ambiente/imballaggio	Direttiva UE 94/62/CE
Ambiente	REACH 1907/2006
RoHS	Direttiva UE 2011/65/UE
RAEE	Direttiva UE 2012/19/UE

Nota legale

© Koninklijke Philips N.V. e/o le sue società affiliate 2015. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto e la relativa documentazione sono protetti da copyright e distribuiti su licenza che ne limita l'uso, la copia, la distribuzione e la decompilazione. È vietato riprodurre qualsiasi parte del prodotto o della relativa documentazione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza previa autorizzazione scritta di Koninklijke Philips N.V. e/o delle sue società affiliate.

Questi dati tecnici potrebbero essere soggetti alle leggi statunitensi e internazionali sull'esportazione, la riesportazione o il trasferimento ("esportazione"). È severamente proibita qualsiasi azione non conforme alle leggi statunitensi e internazionali.

Il logo Capsule è un marchio registrato di Koninklijke Philips N.V. e/o delle sue società affiliate negli Stati Uniti, nell'UE e in altri Paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica, marchi di servizi, marchi registrati e marchi di servizi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

L'hardware e il software di Koninklijke Philips N.V. e/o le sue società affiliate vengono forniti soggetti a tutte le licenze e le limitazioni di terze parti contenute nel file elettronico "informativa di terze parti" incluso come parte del software o disponibile su richiesta da Koninklijke Philips N.V. e/o le sue società affiliate.

DHF24918

DCN 2024-079