

الإشعار التنظيمي لوحدة SmartLinx DIM

مقدمة

يحتوي هذا الإشعار على معلومات تنظيمية لمنتج وحدة SmartLinx DIM، وبالتالي فهو امتداد لدليل تركيب وصيانة وحدة معرّف الأجهزة من SmartLinx. وهو يوضح بالتفصيل بيانات الالتزام التي يحتاجها المنتج لترخيصه واعتماده. وتلتزم Philips بتسليم منتجات تمتثل للمعايير والقوانين واللوائح.

علامات الترخيص

التجميع المنفصل للمعدات الكهربائية والإلكترونية (توجيه WEEE)	
التوافق مع التوجيهات الأوروبية المعمول بها	
مُعتمد من قبل مختبرات (UL) Underwriters	
علامة الالتزام التنظيمي في أستراليا (RCM)	
الامتثال للمنتجات التي يتم وضعها في بريطانيا العظمى.	

التوافق التنظيمي والموافقات

الاتحاد الأوروبي

للحصول على نسخة من إعلان المطابقة الكامل (علامة المطابقة للمواصفات الأوروبية)، اَتصلَ بمركز خدمة عملاء Philips المحلي لديك.

توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC)

وفقاً للمادة 18.2 من توجيه التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) رقم EU/30/2014، يقتصر استخدام وحدة SmartLinx DIM على المواقع غير المشتملة على مناطق سكنية.

الامتثال لتوجيه تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (REACH)

بمقتضى لائحة REACH رقم 2006/1907، المادة 33، وإدراج الرصاص ضمن قائمة المواد الشديدة الخطورة (SVHC) بواسطة الهيئة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA)، فقد حددت شركة Philips مكوناً في وحدة SmartLinx DIM يحتوي على الرصاص بنسبة مئوية وزنية أعلى من 0.1%. صنع الموصل التسلسلي DB9 من سبيكة تحتوي على الرصاص. وهذا المكون غير مخصص لإطلاق مادته في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة إلى حد معقول. تمتثل وحدة SmartLinx DIM لتوجيه الحد من استخدام المواد الخطرة (RoHS) رقم EU/65/2011، كما هو موضح في قسم الامتثال لتوجيه الحد من استخدام المواد الخطرة (RoHS) ونفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

الالتزام بتوجيهات الحد من استخدام المواد الخطرة (RoHS) ونفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

لا تحتوي مكونات وحدة SmartLinx DIM على أي من المواد التالية (بتركيزات تتجاوز الحدود القانونية):

- الرصاص
- الزئبق
- الكاديوم
- الكروم سداسي التكافؤ
- ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)
- أثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
- ثنائي (2-إيثيل هكسيل) فثالات (DEHP)
- فثالات البنزيل والبيوتيل (BBP)
- فثالات ثنائي البيوتيل (DBP)
- فثالات ثنائي الأيزوبوتيل (DIBP)

في الاتحاد الأوروبي، يجب تجميع هذا المنتج وكيبلاته بصورة منفصلة وعدم التخلص منها مع النفايات المنزلية. لمعرفة التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم "كيفية التخلص" الوارد في هذا المستند.

لا يضاف الكروم أو الرصاص أو الزئبق أو الكاديوم عمدًا إلى مواد التعبئة والتغليف ولا توجد في تركيز تراكمي أكبر من 100 جزء في المليون كشوائب عرضية. لا تستخدم المواد البلاستيكية المعالجة بالهالوجين أو البولييمرات في مواد التعبئة والتغليف. تتوافق التعبئة والتغليف مع توجيهات المجلس EC/62/94.

بريطانيا العظمى

للحصول على نسخة من إعلان الامتثال الكامل UKCA، اتّصلُ بمركز خدمة عملاء Philips المحلي لديك.

الامتثال لتوجيهات الحد من استخدام المواد الخطرة (RoHS)

لا تحتوي وحدة SmartLinx DIM على أي من المواد التالية (بتركيزات تتجاوز الحدود القانونية):

- الرصاص
- الزئبق
- الكاديوم
- الكروم سداسي التكافؤ
- ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB)
- أثير ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBDE)
- ثنائي (2-إيثيل هكسيل) فثالات (DEHP)
- فثالات البنزيل والبيوتيل (BBP)
- فثالات ثنائي البيوتيل (DBP)

الولايات المتحدة

لجنة الاتصالات الفيدرالية

تمثل وحدة SmartLinx DIM للجزء 15 من قواعد FCC. يخضع التشغيل لشرطين:

- لا يتسبب هذا الجهاز في إحداث تداخل ضار
- يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل غير مرغوب فيها.

تحذير: قد تؤدي التغييرات أو التعديلات غير المعتمدة صراحةً من قبل شركة Philips إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.

ملحوظة:

تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنه يتوافق مع جهاز رقمي من الفئة ب، وفقاً للجزء 15 من قواعد FCC. تم وضع هذه الحدود بهدف توفير حماية معقولة من التداخل الضار عند تركيب الجهاز في الأماكن السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة ترددات لاسلكية ويستخدمها وقد يقوم بإشعاعها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للإرشادات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد أي ضمان بعدم حدوث هذا التداخل في حالات تركيب معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار يؤثر على استقبال الراديو أو التلفزيون، ويمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله، فإننا نحث المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال اتباع إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيه هوائي الاستقبال أو انقله.
- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- صل الجهاز بأخذ في دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو أحد الفنيين المختصين بالراديو/التلفزيون للحصول على المساعدة

المعايير

الحقل	المعيار
التوافق الكهرومغناطيسي/ التداخل الكهرومغناطيسي	• FCC 47 CFR - الجزء 15 - الجزء الفرعي ب • CAN ICES-003 B/NMB-003 B • CISPR 32 • CISPR 35
السلامة	• UL 60950-1 • IEC 62368-1

كيفية التخلص

في أثناء استخدامك وحدة SmartLinx DIM، ستقوم بتجميع النفايات الصلبة التي تتطلب التخلص منها أو إعادة تدويرها بطريقة مناسبة.

إعادة التدوير والبيئة

يمكن أن تؤثر طريقة التخلص غير الملائمة من المعدات التقنية والطبية تأثيراً سلبياً على الصحة والبيئة. نوصيك بالتخلص من جميع منتجات Capsule في حاوية مناسبة لتمكين الاسترداد وإعادة التدوير. يمكنك أيضاً إعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف والكتيبات الإرشادية وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية في منطقتك.

في دول الاتحاد الأوروبي، يمكن أن توفر شركة Philips حلول الاستعادة وإعادة التدوير لعملائها مجاناً. إذا كنت ترغب في إعادة تدوير منتجات Capsule القديمة لديك، فتفضل بزيارة مدخل عملاء Philips أو اتصل بمركز خدمة عملاء Philips المحلي لديك.

إشعار قانوني

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Koninklijke Philips N.V. و/أو الشركات التابعة لها لعام 2025. جميع الحقوق محفوظة.

هذا المنتج وجميع المستندات ذات الصلة محمية بموجب حقوق الطبع والنشر ويتم توزيعها بموجب ترخيص يقيّد استخدامها ونسخها وتوزيعها وتغيرها. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنتج أو المستندات ذات الصلة بأي شكل من الأشكال أو بأي وسيلة دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة Koninklijke Philips N.V. و/أو الشركات التابعة لها.

قد تكون هذه البيانات الفنية خاضعة لقوانين الولايات المتحدة أو القوانين الدولية الخاصة بالتصدير أو إعادة التصدير أو النقل (المشار إليها بلفظ "التصدير"). ويحظر تمامًا أي انحراف يناقض القوانين الأمريكية والدولية.

شعار Capsule هو علامة تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى. وجميع العلامات التجارية وعلامات الخدمات والعلامات التجارية المسجلة وعلامات الخدمات المسجلة مملوكة لملك كل منها.

يتم توفير أجهزة وبرمجيات شركة Koninklijke Philips N.V. و/أو شركاتها الفرعية بموجب جميع تراخيص وقيود الجهات الخارجية المشمولة في الملف الإلكتروني المسمى "third party notices" أو "إشعارات الجهات الأخرى" المرفق كجزء من البرمجيات أو الممتاح بموجب طلب من شركة Koninklijke Philips N.V. و/أو شركاتها الفرعية.

DHF19247

DCN 2024-051