

Lovmæssige bemærkninger til SmartLinx DIM

Introduktion

Disse bemærkninger indeholder lovmæssige oplysninger til SmartLinx DIM-produktet og er derfor en udvidelse af *installations- og vedligeholdelsesvejledningen til SmartLinx DIM*. De beskriver de overensstemmelseserklæringer, som produktet kræver for at blive certificeret og godkendt. Philips er forpligtet til at levere produkter, der overholder standarder, love og regler.

Certificeringsmærker



Separat indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet)



Overholdelse af gældende europæiske direktiver



Certificeret af Underwriters Laboratories (UL)



Australiens regulatoriske overholdelsesmærke (RCM)



Overholdelse for produkter, der markedsføres i Storbritannien.

Overholdelse af regler og godkendelser

EU

Du kan få en kopi af den fulde CE-overensstemmelseserklæring ved at kontakte dit lokale Philips-kundeservicecenter.

EMC-direktivet

I henhold til Artikel 18.2 i EMC-direktivet 2014/30/EU er brugen af SmartLinx DIM begrænset til lokaliteter, der ikke er boligområder.

REACH-overholdelse

I henhold til REACH-forordning 1907/2006, artikel 33, og opførelsen af bly på listen over meget problematiske stoffer (SVHC) af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har Philips identificeret en komponent i SmartLinx DIM, der indeholder bly over 0,1 vægtprocent. Det serielle DB9-stik er fremstillet af en legering, der indeholder bly. Denne komponent ikke beregnet til at frigive sit stof under normale eller med rimelighed forudselige anvendelsesforhold. SmartLinx DIM lever op til RoHS 2011/65/EU-direktivet som forklaret i det næste afsnit med titlen *RoHS- og WEEE-overholdelse*.

RoHS- og WEEE-overholdelse

Komponenterne i SmartLinx DIM indeholder ikke nogen af nedenstående stoffer (i koncentrationer, der overstiger de lovlige grænseværdier):

- Bly
- Kviksølv
- Cadmium
- Hexavalent krom
- Polybromeret biphenyl (PBB)
- Polybromeret diphenylether (PBDE)
- Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
- Butylbenzylftalat (BBP)
- Dibutylftalat (DBP)
- Diisobutylftalat (DIBP)

I EU skal dette produkt og dets kabler indsamles hver for sig og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. For detaljer henvises til afsnittet Bortskaffelse i dette dokument.

Krom, bly, kviksølv og cadmium er ikke bevidst tilsat emballagen og findes ikke i en samlet koncentration, der er større end 100 ppm, i form af tilfældige urenheder. Der er ikke brugt halogeniseret plastik eller polymer til emballagen. Emballagen er i overensstemmelse med Rådets Direktiv 94/62/EF.

Storbritannien

Du kan få en kopi af den fulde UKCA-overensstemmelseserklæring ved at kontakte dit lokale Philips-kundeservicecenter.

RoHS-overholdelse

SmartLinx DIM indeholder IKKE nogle af følgende stoffer (i koncentrationer, som overstiger de lovlige grænseværdier):

- Bly
- Kviksølv
- Cadmium
- Hexavalent krom
- Polybromeret biphenyl (PBB)
- Polybromeret diphenylether (PBDE)
- Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
- Butylbenzylftalat (BBP)
- Dibutylftalat (DBP)

USA

Federal Communications Commission - FCC

SmartLinX DIM overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt to betingelser:

- Dette udstyr må ikke skabe skadelig interferens.
- Dette udstyr skal kunne acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan medføre uønsket drift.

Advarsel: Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Philips, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Bemærk: Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til Del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser har til formål at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan sprede radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke forekommer interferens i en specifik installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, som kan fastslås ved at slukke udstyret og tænde det igen, opfordres brugeren til at prøve at fjerne interferensen ved at træffe en eller flere af følgende forholdsregler:

- Dreje eller flytte modtagerantennen.
- Øge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Slutte udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakte forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp

Standarder

Felt	Standard
EMC/EMI	• FCC 47 CFR del 15 afsnit B • CAN ICES-003 B/NMB-003 B • CISPR 32 • CISPR 35
Sikkerhed	UL 60950-1 IEC 62368-1

Bortskaffelse

Når SmartLinX DIM bruges, akkumuleres der faste affaldsstoffer, som kræver korrekt bortskaffelse eller genanvendelse.

Genbrug og miljø

Forkert bortskaffelse af IT-udstyr og medicinsk udstyr kan have en negativ indvirkning på helbredet og miljøet. Vi anbefaler, at du bortskaffer alle Capsule-produkter på et dertil indrettet anlæg med henblik på genindvinding og genbrug. Emballage og vejledninger kan også genbruges i henhold til lokale regler om genbrug.

I Den Europæiske Union kan Philips tilbyde sine kunder gratis løsninger til tilbagetagelse og genbrug. Hvis du ønsker at få dine gamle Capsule-produkter genbrugt, kan du se på Philips-kundeportalen eller kontakte dit lokale Philips-kundeservicecenter.

Juridisk meddelelse

© Koninklijke Philips N.V. og/eller dets datterselskaber 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt og tilhørende dokumentation er ophavsretligt beskyttet og distribueres på licensbasis, hvilket medfører begrænsninger i anvendelse, kopiering, distribution og dekompilering heraf. Ingen del af dette produkt eller relateret dokumentation må gengives i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Koninklijke Philips N.V. og/eller deres datterselskaber.

Disse tekniske data kan være underlagt amerikansk og international lovgivning om eksport, re-eksport eller overdragelse ("eksport"). Omladning i strid med amerikansk og international lovgivning er strengt forbudt.

Capsule-logoet er et registreret varemærke tilhørende Koninklijke Philips N.V. og/eller deres datterselskaber i USA, EU og andre lande. Alle andre varemærker, servicemærker, registrerede varemærker og registrerede servicemærker tilhører de respektive ejere.

Hardware og software fra Koninklijke Philips N.V. og/eller datterselskaber leveres i henhold til alle tredjepartslicenser og -begrænsninger i den elektroniske fil "third party notices" (tredjepartsmeddelelser), der medfølger som del af softwaren eller kan rekvireres efter anmodning hos Koninklijke Philips N.V. og/eller datterselskaber.

DHF19248

DCN 2024-051