

SmartLinx DIM の法規制に関する通知

はじめに

この通知には、SmartLinx DIM 製品の法規制に関する情報が含まれています。したがって、これは『SmartLinx DIM 設置・保守マニュアル』を拡張したものです。ここでは、製品の認可と承認のために必要なコンプライアンスに関する声明について説明します。Philips は、規格、法律、規制に準拠した製品の提供に尽力しています。

証明書マーク



電気電子機器の分別収集(WEEE指令)



該当する欧州指令への適合



アンダーライターズ・ラボラトリーズ(UL)認証



オーストラリア規制適合マーク(RCM)



英国に設置される製品に関するコンプライアンス。

規制遵守と承認

EU

完全なCE適合宣言のコピーが必要な場合は、お近くの Philips カスタマー ケア センターにお問い合わせください。

EMC 指令

EMC 指令 2014/30/EU 条項 18.2 に従って、SmartLinx DIM は住宅地以外での場所で使用するように制限されています。

REACH コンプライアンス

Philips は、REACH規制1907/2006第33条およびEuropean Chemical Agency(ECHA)によるSubstances of Very High Concern(SVHC)リストにおける鉛についての記述にしたがって、SmartLinx DIMの部品に重量比0.1%を超える鉛が含まれていることを確認しています。DB9 シリアルコネクタは、鉛を含有する合金で作られています。通常または予測可能な使用条件下で、このコンポーネントの物質が放出されることはありません。次のセクション「RoHS および WEEE に関するコンプライアンス」で説明するように、SmartLinx DIM は指令 RoHS 2011/65/EU に準拠しています。

RoHS および WEEE に関するコンプライアンス

SmartLinx DIM のコンポーネントには、次のいずれの物質 (法的しきい値がある場合はしきい値を超える含有濃度) を含有してはいけません。

- 鉛
- 水銀
- カドミウム
- 六価クロム
- 多臭素化ビフェニル (PBB)
- ポリ臭化ジフェニルエーテル
- フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) (DEHP)
- フタル酸ブチルベンジル (BBP)
- フタル酸ジブチル (DBP)
- フタル酸ジイソブチル (DIBP)

EU では、本製品およびそのケーブルは、家庭ゴミと一緒に回収されることを防ぐために分別回収されます。詳細については、本書のセクション「廃棄」を参照してください。

クロム、鉛、水銀、またはカドミウムを故意に梱包材に追加することではなく、偶発的な不純物として 100 ppm を超える累積濃度で存在することはありません。梱包材にハロゲン化プラスチックまたはポリマーを使用していません。梱包は、欧州議会・理事会指令 94/62/EC に準拠しています。

英国

UKCA適合宣言の全文のコピーについては、お近くの Philips カスタマー ケア センターにお問い合わせください。

RoHS 指令準拠状況

SmartLinx DIM では、次の物質 (法的しきい値がある場合はしきい値を超える含有濃度) の含有があつてはなりません。

- 鉛
- 水銀
- カドミウム
- 六価クロム
- 多臭素化ビフェニル (PBB)
- ポリ臭化ジフェニルエーテル
- フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) (DEHP)
- フタル酸ブチルベンジル (BBP)
- フタル酸ジブチル (DBP)

米国

連邦通信委員会

SmartLinx DIM は FCC 規則の Part 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件に規制されます。

- 有害な干渉を起こさないこと
- 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること

危険: Philips によって明示的に承認されていない変更または修正を行うと、ユーザーの機器の操作権限が無効になる場合があります。

注意: 本機器は、FCC 規則の Part 15 に準ずる Class B のデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限事項は、居住地域に設置された場合に生じる有害な干渉に対する適切な保護を提供するためのものです。本機器は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が発生しないとは限りません。本機器が無線またはテレビ放送の受信に有害な干渉を引き起こす場合、本機器の電源をオンまたはオフに切り替えることでその状況を判断できますが、次の手段を1つ以上講じて干渉を補正することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または設置位置を変える。
- 本機器と受信機との間の距離を広げる。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに本機器を接続する。
- 販売店または無線/TV の専門技術者にサポートを依頼する。

基準

フィールド	基準
EMC/EMI	• FCC 47 CFR Part 15 subpart B • CAN ICES-003 B / NMB-003 B • CISPR 32 • CISPR 35
安全	UL 60950-1 IEC 62368-1

廃棄

SmartLinx DIM の使用に伴い、適切な廃棄やリサイクルが必要となる固形廃棄物が徐々に増えていきます。

リサイクルと環境

IT 装置や医療装置を正しく破棄しないと、健康や環境に悪影響が及ぶおそれがあります。当社では、Capsule の全製品を所定の施設で破棄し、資源回収とリサイクルを行うことをお勧めします。地域のリサイクル規制に従って、梱包材とガイドをリサイクルすることもできます。

欧州連合では、Philips は顧客に回収およびリサイクルソリューションを無料で提供できます。お手持ちの古い Capsule 製品のリサイクルをご希望の場合は、Philips カスタマーポータルをご確認いただくか、お近くの Philips カスタマーケアセンターにお問い合わせください。

法的通知

© 2025 Koninklijke Philips N.V. および/またはその関連子会社。All rights reserved.

本製品および関連文書は著作権により保護されているほか、ライセンスに基づいて配布されており、使用、コピー、配布、逆コンパイルはそのライセンスによって制限されます。本製品または関連文書のいかなる部分も、手段または形式を問わず、Koninklijke Philips N.V. および/またはその関連子会社の書面による事前の承諾なく、複製することはできません。

本技術データは、米国ならびに国際的な輸出、再輸出、または移動 ("輸出") に関する法律の対象になる場合があります。米国ならびに国際的な法律に違反することは固く禁止されています。

Capsule のロゴは、米国、欧州連合、およびその他の国における Koninklijke Philips N.V. および/またはその関連子会社の登録商標です。その他の商標、サービス マーク、登録商標、および登録サービス マークは、各所有者に所有権があります。

Koninklijke Philips N.V. および/またはその関連子会社のハードウェアおよびソフトウェアは、すべてのサードパーティライセンスと、「サードパーティによる通知」が記載された電子ファイル (ソフトウェアの一部として含まれているか、ご依頼に応じて、Koninklijke Philips N.V. および/またはその関連子会社から入手可能) 内の制限事項に従って提供されます。

DHF19253

DCN 2024-051