

Regelgeving voor SmartLinx DIM

Inleiding

Deze kennisgeving bevat regelgeving voor het SmartLinx DIM-product en is derhalve een aanvulling op de *installatie- en onderhoudsgids van SmartLinx DIM*. Het bevat de nalegingsverklaringen die vereist zijn voor het product op basis van de certificatie en goedkeuring. Philips streeft ernaar producten te leveren die voldoen aan normen, wetten en voorschriften.

Certificeringsmarkering



Gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn)



Conformiteit met de toepasselijke Europese richtlijnen



Gecertificeerd door Underwriters Laboratories (UL)



Australisch keurmerk voor naleving van regelgeving (RCM)



Conformiteit voor producten die in Groot-Brittannië worden uitgebracht

Naleving van regelgeving en goedkeuring

Europese Unie

Voor een kopie van de volledige CE-conformiteitsverklaring kunt u contact opnemen met uw lokale Philips Customer Care Center.

EMC-richtlijn

Volgens EMC-richtlijn 2014/30/EU artikel 18.2, moet het gebruik van de SmartLinx DIM beperkt blijven tot locaties in een niet-woonomgeving.

REACH-naleving

Conform REACH-richtlijn 1907/2006, Artikel 33 en de introductie van lood op de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) van het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft Philips een component geïdentificeerd in de SmartLinx DIM dat lood bevat met meer dan 0,1% gewicht/gewicht. De seriële connector DB9 is gemaakt van een legering die lood bevat. Het is niet de bedoeling dat er van deze component stof vrijkomt onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden. SmartLinx DIM voldoet aan de richtlijn RoHS 2011/65/EU, zoals uiteengezet in het deel *naleving RoHS en AEEA*.

Conformiteit met RoHS- en WEEE-richtlijnen

De componenten van de SmartLinx DIM bevatten geen van de onderstaande stoffen (in concentraties die de wettelijke limieten overschrijden):

- Lood
- Kwik
- Cadmium
- Zeswaardig chroom
- Polygebromeerde bifenylen (PBB)
- Polybroomdifenylenethers (PBDE's)
- Bis(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)
- Benzylbutylftalaat (BBP)
- Dibutylftalaat (DBP)
- Di-isobutylftalaat (DIBP)

In de Europese Unie moeten dit product en de bijbehorende kabels apart worden ingezameld en niet bij het huishoudelijk afval worden verwijderd. Raadpleeg het hoofdstuk getiteld Afvoer in dit document voor meer informatie.

Er is niet opzettelijk chroom, lood, kwik of cadmium aan het verpakkingsmateriaal toegevoegd en deze stoffen zijn niet aanwezig in cumulatieve concentraties hoger dan 100 ppm als bijkomende verontreiniging. Er zijn geen gehalogeneerde kunststoffen of polymeren gebruikt als verpakkingsmateriaal. De verpakking voldoet aan de Europese richtlijn 94/62/EG.

Groot-Brittannië

Voor een kopie van de volledige UKCA-conformiteitsverklaring kunt u contact opnemen met uw lokale Philips Customer Care Center.

Conformiteit met RoHS-richtlijnen

De SmartLinx DIM bevat GEEN van de volgende bestanddelen (in concentraties die de wettelijke drempelwaarden overschrijden):

- Lood
- Kwik
- Cadmium
- Zeswaardig chroom
- Polygebromeerde bifenylen (PBB)
- Polybroomdifenylenethers (PBDE's)
- Bis(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)
- Benzylbutylftalaat (BBP)
- Dibutylftalaat (DBP)

Verenigde Staten**Federal Communications Commission**

De SmartLinx DIM is conform Punt 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik van de Capsule Neuron is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit hulpmiddel moet alle binnenkomende interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren.

Waarschuwing: Door wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Philips zijn goedgekeurd, kan het recht op het gebruik van de apparatuur door de gebruiker komen te vervallen.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor klasse B digitale apparaten conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie, kan deze uitstralen en kan, als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke radio- of televisiestoringen veroorzaakt, wat u kunt vaststellen door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aanbevolen de interferentie te corrigeren aan de hand van een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact binnen een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem voor hulp contact op met de dealer van een ervaren radio/tv-technicus.

Normen

Veld	Norm
EMC/EMI	• FCC 47 CFR deel 15 subdeel B • CAN ICES-003 B/NMB-003 B • CISPR 32 • CISPR 35
Veiligheid	UL 60950-1 IEC 62368-1

Afvoer

Bij het gebruik van de SmartLinux Dim ontstaan vaste afvalstoffen die op de juiste manier moeten worden afgevoerd of gerecycled.

Recycling en het milieu

Onjuiste afvoer van IT-apparatuur of medische hulpmiddelen kan een schadelijke invloed op de gezondheid en het milieu hebben. We raden u aan alle Capsule-producten af te voeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf, voor hergebruik en recycling. U kunt verpakkingen en handleidingen recyclen conform de geldende lokale recyclingvoorschriften.

Philips kan klanten in de Europese Unie gratis oplossingen voor inruilen en recycling bieden. Als u uw oude Capsule-producten wilt laten recyclen, controleer dan de Philips klantenportaal of neem contact op met uw lokale Philips klantenservice.

Juridische kennisgeving

© Koninklijke Philips N.V. en/of haar dochterondernemingen 2025. Alle rechten voorbehouden.

Dit product en de bijbehorende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en worden geleverd onder licentiebepalingen die het gebruiken, kopiëren, distribueren en decompileren ervan beperken. Geen enkel deel van dit product of de bijbehorende documentatie mag worden vermenigvuldigd, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koninklijke Philips N.V. en/of haar dochterondernemingen.

Deze technische gegevens kunnen onderhavig zijn aan Amerikaanse en internationale export, wederuitvoer of exportwetgeving. Omleiding die in strijd is met Amerikaanse en internationale wetgeving is strikt verboden.

Het Capsule-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Koninklijke Philips N.V. en/of haar dochterondernemingen in de VS, de EU en andere landen. Alle overige handelsmerken, servicemerken, gedeponeerde handelsmerken en gedeponeerde servicemerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Op de hardware en software van Koninklijke Philips N.V en/of zijn dochterondernemingen zijn alle licenties en beperkingen van derden van toepassing die te vinden zijn in het elektronische bestand 'kennisgevingen van derden' dat is opgenomen als onderdeel van de software of op aanvraag verkrijgbaar is bij Koninklijke Philips N.V en/of haar dochterondernemingen.

DHF19254

DCN 2024-051