

Regulativno obvestilo o pripomočku SmartLinx DIM

Uvod

To obvestilo vsebuje regulativne informacije za izdelek SmartLinx DIM in je zato dodatek k *Vodniku za namestitev in vzdrževanje naprave SmartLinx DIM*. Podrobno navaja izjave o skladnosti, ki jih izdelek potrebuje za certifikacijo in odobritev. Družba Philips je zavezana zagotavljanju izdelkov, ki so skladni s standardi, zakoni in predpisi.

Certifikacijske oznake



Ločeno zbiranje električne in elektronske opreme
(direktiva OEE0)



Skladnost z veljavnimi evropskimi direktivami



Potrdilo družbe Underwriters Laboratories (UL)



Oznaka skladnosti z avstralskimi predpisi



Skladnost za izdelke, ki bodo na voljo
v Veliki Britaniji.

Regulativna skladnost in odobritve

Evropska unija

Za izvod celotne izjave o skladnosti za oznako CE se obrnite na lokalni center za pomoč strankam družbe Philips.

Direktiva EMC

V skladu s členom 18.2 Direktive EMC 2014/30/EU je uporaba modula SmartLinx DIM omejena na lokacije zunaj stanovanjskih območij.

Skladnost z uredbo REACH

V skladu s členom 33 Uredbe REACH 1907/2006 in dodatkom svinca na seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), ki ga je izvedla Evropska agencija za kemikalije (ECHA), je družba Philips identificirala komponento izdelka SmartLinx DIM z vsebnostjo svinca, višjo od 0,1 % masnega odstotka. Serijski priključek DB9 je izdelan iz zlitine, ki vsebuje svinec. Ta komponenta pri običajnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe ne bi smela sproščati svojih snovi. Naprava SmartLinx DIM je skladna z Direktivo RoHS 2011/65/EU, kot je pojasnjeno v razdelku z naslovom *Skladnost z direktivama RoHS in WEEE*.

Skladnost z direktivama RoHS in WEEE

Komponente modula SmartLinx DIM ne vsebujejo nobene od naslednjih snovi (v koncentracijah nad zakonsko dovoljeno mejo):

- Svinec
- Živo srebro
- Kadmij
- Šestvalentni krom
- Polibromirani bifenili (PBB)
- Polibromirani difenil etri (PBDE)
- Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
- Benzil butil ftalat (BBP)
- Dibutil ftalat (DBP)
- Diisobutil ftalat (DIBP)

V Evropski uniji je treba ta izdelek in njegove kable zbrati ločeno, pri čemer se ne smejo odvreči med gospodinjne odpadke. Za podrobnosti glejte razdelek z naslovom Odlaganje med odpadke v tem dokumentu.

Krom, svinec, živo srebro ali kadmij niso namerno dodani embalažnim materialom in niso prisotni v kumulativni koncentraciji nad 100 ppm kot naključne nečistoče. Za embalažni material se ne uporabljajo halogenirana plastika ali polimeri. Embalaža je skladna z Direktivo Sveta 94/62/ES.

Velika Britanija

Za izvod celotne izjave o skladnosti za oznako UKCA se obrnite na lokalni center za pomoč strankam Philips.

Skladnost z direktivo RoHS

SmartLinx DIM NE vsebuje nobene od naslednjih snovi (v koncentracijah nad zakonsko dovoljeno mejo):

- Svinec
- Živo srebro
- Kadmij
- Šestvalentni krom
- Polibromirani bifenili (PBB)
- Polibromirani difenil etri (PBDE)
- Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP)
- Benzil butil ftalat (BBP)
- Dibutil ftalat (DBP)

Združene države

Federal Communications Commission (FCC – Zvezna komisija za komunikacije)

Naprava SmartLinx DIM je skladna z delom 15 v pravilniku FCC. Za delovanje veljata dva pogoja:

- Naprava ne sme povzročati škodljivih motenj.
- Ta naprava mora biti sposobna sprejeti vsakršne motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opozorilo: Spremembe ali modifikacije brez izrecne odobritve družbe Philips lahko izničijo pooblastilo uporabnika za uporabo opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in zanjo je bilo ugotovljeno, da je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B, kot je navedeno v delu 15 pravilnika FCC. Te omejitve so namenjene za zagotavljanje razumne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskem okolju. Ta oprema generira, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijski komunikaciji. Vendar ni jamstva, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko preverite tako, da opremo izklopite in znova vklopite, lahko motnje poskusite odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo, ki ločuje opremo in sprejemnik.
- Opremo priključite v vtičnico v tokokrogu, ki se razlikuje od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč prosite prodajalca ali izkušenega radijskega/TV-tehnika.

Standardi

Polje	Standard
EMC/EMI	• FCC 47 CFR , del 15, poddel B • CAN ICES-003 B/NMB-003 B • CISPR 32 • CISPR 35
Varnost	UL 60950-1 IEC 62368-1

Odlaganje med odpadke

Z uporabo naprave SmartLinx DIM bodo nastali trdni odpadki, ki bodo zahtevali ustrezno odlaganje med odpadke ali recikliranje.

Recikliranje in okolje

Neustrezno odlaganje opreme IT in zdravstvene opreme ima lahko negativen učinek na zdravje in okolje. Priporočamo, da vse izdelke Capsule odvržete v ustreznem objektu, da omogočite zbiranje in recikliranje. Embalažo in vodnike lahko prav tako reciklirate v skladu z lokalnimi predpisi za recikliranje.

V Evropski uniji lahko družba Philips svojim strankam brezplačno zagotovi rešitve za prevzem in recikliranje. Če želite reciklirati svoje stare izdelke Capsule, preverite portal za stranke družbe Philips ali pa se obrnite na lokalni center za pomoč strankam družbe Philips.

Pravno obvestilo

© Koninklijke Philips N.V. in/ali podružnice te družbe 2025. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek in povezana dokumentacija sta zaščitena z avtorskimi pravicami in distribuirana pod licenco, ki omejuje njuno uporabo, kopiranje, distribucijo in povratno prevajanje. Nobenega dela tega izdelka ali povezane dokumentacije ni dovoljeno reproducirati v nobeni obliki ali na noben način brez predhodnega pisnega pooblastila družbe Koninklijke Philips N.V. in/ali njenih podružnic.

Za te tehnične podatke lahko velja zakonodaja ZDA in zakonodaja za mednarodne izvoze, ponovne izvoze ali transferje (»izvoz«). Odstopanje od zakonodaje ZDA in mednarodne zakonodaje je izrecno prepovedano.

Logotip Capsule je registrirana blagovna znamka družbe Koninklijke Philips N.V. in/ali njenih podružnic v ZDA, EU in drugih državah. Vse druge blagovne znamke, storitvene znamke, registrirane blagovne znamke in registrirane storitvene znamke so last svojih imetnikov.

Strojna in programska oprema družbe Koninklijke Philips N.V. in/ali njenih podružnic je na voljo v skladu z vsemi licencami in omejitvami tretjih oseb v elektronski datoteki »Third Party Notices« (Obvestila tretjih oseb), ki je del programske opreme oz. na voljo na zahtevo pri družbi Koninklijke Philips N.V. in/ali njenih podružnicah.

DHF19258

DCN 2024-051